

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHIỆT KẾ NÚM TI NGẬM BY20



Quý khách thân mến!

Cám ơn quý khách đã lựa chọn một trong những sản phẩm của công ty chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng, hãy chắc chắn nắm vững kiến thức trước khi sử dụng sản phẩm.

I. Những lưu ý quan trọng.

- Nhiệt kế được thiết kế để đo nhiệt độ cơ thể người, tuyệt đối không nên sử dụng vào mục đích khác.
- Không để trẻ em tự ý sử dụng sản phẩm nếu không có sự giám sát của người lớn.
- Nhiệt kế chỉ dành đo lường nhiệt độ cơ thể của trẻ dưới 5 tuổi. Nó không sử dụng như núm ti ngậm liên tục (chỉ ngậm khi muốn đo nhiệt độ).
- Trước mỗi lần sử dụng kiểm tra xem nhiệt kế có dấu hiệu của sự hư hỏng, hao mòn đặc biệt là phần núm ti (rách, có dị vật...). Nếu phát hiện lỗi tuyệt đối không nên sử dụng,

gọi ngay cho nhân viên tư vấn để có hướng giải quyết. Gặp ngay bác sĩ khi nuốt phải sản phẩm (hoặc bộ phận sản phẩm).

- Luôn chờ đợi tín hiệu âm thanh của thiết bị, thiết bị cần một khoảng thời gian nhất định để hiển thị chính xác nhiệt độ.
- Trong điều kiện cụ thể, nhiệt độ hiển thị khác với nhiệt độ thực tế của cơ thể ($\pm 5^{\circ}\text{C}$). Vì vậy hãy đảm bảo rằng đứa trẻ không ăn, uống bất cứ thứ gì trước khi đo. Và đứa trẻ không phải đang khóc hoặc thở bằng miệng khi đang tiến hành đo.
- Nhiệt kế chứa các bộ phận điện tử nhạy cảm. Vì vậy cần bảo vệ nhiệt kế tránh những va chạm mạnh, uốn, nhiệt độ cao, và ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.
- Vệ sinh thiết bị với một miếng vải mềm, và nước (chỉ vệ sinh với nước phần núm ti silicon). Không sử dụng bất kỳ chất làm sạch nào có khả năng ăn mòn, không ngâm thiết bị trong nước.
- Sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc tự ý tháo lắp thiết bị sẽ mất hiệu lực bảo hành.

II. Hướng dẫn sử dụng đo.

- Núm ti được sản xuất với một kích thước tiêu chuẩn, trước khi sử dụng lần đầu tiên, kiểm tra xem núm ti có phù hợp với con bạn hay không (Nếu núm ti là quá lớn, có thể gây hiện tượng nghẹt thở)
- Bấm công tắc ON để khởi động thiết bị, một tín hiệu âm thanh ngắn vang lên thông báo rằng thiết bị đã được bật. Thiết bị sẽ tự động kiểm tra các thông số kỹ thuật khởi động, sau đó màn hình sẽ hiển thị “LO ° C” hoặc giá trị của phép đo cuối cùng.
- Đảm bảo trong quá trình đo thiết bị được giữ trong khoảng miệng của em bé và hơi thở bình tĩnh qua mũi. Nhiệt độ hiển thị được hiển thị liên tục qua màn hình LCD, thiết bị cần khoảng thời gian 5 phút để cho kết quả chính xác nhất.
- Kết thúc quá trình đo một tiếng “bíp” dài được vang lên. Nếu nhiệt độ cao hơn $42,9^{\circ}\text{C}$ màn hình sẽ hiển thị “HI”. Đưa bé ngay tới gặp bác sĩ.
- Để tăng tuổi thọ của pin, hãy tắt máy khi không còn sử dụng.